

Responsável

Testes executados por: David Wada


Data: 01/12/2014

Ambiente de testes: Treinamento - Prodesp

Escopo

Cross leitos: Testes de validação da integração da movimentação de leitos do SI3 para o Cross.

<u>Leito SI3</u>	<u>Situação SI3</u>	<u>Leito SI3 Cross</u>	<u>ID Leito Cross</u>	<u>Situação Cross</u>
LEITO003	Liberado	003.01 I	9443	Vazio
LEITO007	Liberado	003.02 I	9444	Vazio
LEITO002	Liberado	003.03 I	9445	Vazio



Casos de Teste

- 1) Internar pacientes no leito: LEITO003
- 2) Transferir o paciente do leito LEITO003 para LEITO007
- 3) Dar saída(alta) do paciente que está no leito LEITO007
- 4) Bloquear o leito LEITO002

Descrição

Os casos de teste abrangem as transações da integração entre o SI3 e o Cross.

Os testes integrados utilizarão o ambiente “Desenvolvimento - Incor” (http://10.65.110.131:7779/forms/frmservlet?config=si3_desenv) e o Cross (<http://cross.treinamento.saude.sp.gov.br/homologacao/>).

Pré-requisitos

Funcionais:

- Leitos LEITO003, LEITO007 e LEITO002 cadastrados e mapeados no SI3 e no Cross.
- Cadastro de/para entre SI3 e Cross contendo os atributos de conversão entre o SI3 e o Cross.

Não funcionais:

- Integração Cross -> SI3 em operação, possibilitando o envio do movimento de leitos ao Cross.
- Processo de envio automático em operação (Job Oracle), ou alternativamente, envio manual pela tela Interfaces > Cross > Fila de integração.

Casos de teste

Caso	Procedimentos	Resultado
1) Internar pacientes no leito: LEITO003	a. Acessar a tela pelo menu: Sistema de pacientes > Admissão > Admitir Paciente > Internação b. Admitir o paciente David caso1 no leito LEITO003. c. Verificar na Integração > Cross > Fila de integração, se as duas internações foram geradas (caso não estejam, verificar no Integração > Cross > histórico da fila de integração, se as internações se encontram na lista). d. Verificar no cadastro de leitos o status para LEITO003. e. Verificar no Cross a situação dos leitos 003.01 I.	Leito LEITO003 ficará com status “ocupado” conforme evidencia em “Evidência de teste – Caso 1”
2) Transferir paciente do leito LEITO003 para LEITO007	a. Acessar a tela pelo menu: Sistema de pacientes > Leitos > Trocar leito b. Selecionar o paciente David	Leito LEITO003 ficará com status “liberado” e o leito LEITO007 ficará com status “ocupado”,

	<p>Caso1 e transferir para o leito LEITO007.</p> <p>c. Verificar no cadastro de leitos o status para LEITO003 e LEITO007.</p> <p>d. Verificar no Cross a situação dos leitos 003.01 I e 003.02 I.</p>	<p>conforme evidencia em “Evidência de teste – Caso 2”</p>
<p>3) Dar saída(alta) do paciente que está no leito LEITO007</p>	<p>a. Acessar a tela pelo menu: Sistema de pacientes > Saída > Saída Paciente > Internação.</p> <p>b. Selecionar o paciente David Caso1 e dar alta.</p> <p>c. Verificar no cadastro de leitos o status para LEITO007.</p> <p>d. Verificar no Cross a situação dos leitos e 003.02 I.</p>	<p>Leito LEITO007 com status “bloqueado”, conforme evidencia em “Evidência de teste – Caso 3”</p>
<p>4) Bloquear o leito LEITO002</p>	<p>a. Acessar a tela pelo menu: Sistema de pacientes > Leitos > Bloquear leito.</p> <p>b. Selecionar o leito LEITO002 e alterar o status para Bloqueado.</p> <p>c. Verificar no cadastro de leitos o status para LEITO002.</p> <p>d. Verificar no Cross a situação dos leitos 003.03 I.</p>	<p>Leito LEITO002 ficará com status “bloqueado”, conforme evidencia em “Evidência de teste – Caso 4”</p>


Conclusão

De acordo com os resultados obtidos nos testes, a funcionalidade de integração de leitos do SI3 com o Cross está operando de forma correta, podendo prosseguir para a produção.


Evidências de Teste

1) Caso 1 - Internar pacientes no leito: LEITO003


Acessar a tela pelo menu **Sistema de pacientes > Admissão > Admitir Paciente > Internação**




Admitir o paciente David Wada Caso1 no leito LEITO03.




Informação do leito para o paciente DAVID WADA CASO01.



Verificar na tela **Interfaces > Cross > Fila de integração**, se as duas internações foram geradas (caso não estejam, verificar na tela **Interfaces > Cross > Histórico de integração**, se as internações se encontram na lista).



Visualização da fila de integração:



Encontramos um problema no de/para para ESPECIALIDADE, com a mensagem:

Cadastro de/para "ESPECIALIDADE":GIOB não encontrado.

A especialidade GIOB deve ser cadastradas no de/para em **Sistema de Pacientes > Agenda > Agenda externa > Cadastros básicos > Configuração de valores origem/destino.**

Origem		Destino	
Valor	Descrição	Valor	Descrição
<input type="checkbox"/> CARDIO	CARDIOLOGIA	<input type="checkbox"/> 116	CARDIOLOGIA
<input type="checkbox"/> GIOB	GIOB	<input type="checkbox"/> 658	OBSTETRICIA
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	


Associações origem => destino	
Valor Para	Descrição
<input type="checkbox"/> CARDIO	CARDIOLOGIA
<input type="checkbox"/> GIOB	GIOB
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Associações origem => destino	
Valor Para	Descrição
<input type="checkbox"/> 116	CARDIOLOGIA
<input type="checkbox"/> 658	OBSTETRICIA
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

A especialidade será mapeada da seguinte forma

GIOB -> 658 (OBSTETRICIA)

Na tela Fila de integração, faremos o reprocessamento:




Fila De Integração

SES/SP - TREINAMENTO (C pila Homologa Treinamento)

Filtro da pesquisa
Data do Log De: At 

Leito	Tipo de Movimento	Paciente	Status Processado	Descri�o Erro
<input checked="" type="checkbox"/> LEIT000	Internacao	DAVID WADA CASO1	N�o enviado	Cadastro de/ para "ESPECIALIDADE":GI0B n�c
<input type="checkbox"/> LEIT0007	BloqueioDesbloqueio		Erro	CROSS retornou o erro:11(Usuario ou senha invali
<input type="checkbox"/> LEIT0003	BloqueioDesbloqueio		Erro	CROSS retornou o erro:11(Usuario ou senha invali
<input type="checkbox"/> 007.07	Saida	DAVID WADA CASO1	N�o enviado	C�digo SUS procedimento realizado n�o foi inform
<input type="checkbox"/> LTA3	Internacao	PACIENTE TESTE INTERNACAO	N�o enviado	Procedimento solicitado (AIH ou Fila) n�o foi inform
<input type="checkbox"/> L_teste2	Saida	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Pendente	
<input type="checkbox"/> L_teste2	Internacao	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Erro	Internacao erro prc_atualiza_integracao_ws
<input type="checkbox"/> L_teste2	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/> L_teste2	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/> L_teste1	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/> L_teste1	Saida	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Pendente	
<input type="checkbox"/> L_teste1	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/> L_teste1	Internacao	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Erro	Internacao erro prc_atualiza_integracao_ws
<input type="checkbox"/> L_teste1	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca

Ap s o processamento pelo Cross, a internac o passa para a tela de hist rico (**Interfaces > Cross > Hist rico da integra o**).



Fila De Integra o


SES/SP - TREINAMENTO (C pila Homologa Treinamento)

Filtro da pesquisa
Data do Log De: At 


Leito	Tipo de Movimento	Paciente	Status Processado	Descri�o Erro
<input type="checkbox"/> LEIT000	Internacao	DAVID WADA CASO1	Recebido	
<input type="checkbox"/> LEIT0002	BloqueioDesbloqueio	DAVID WADA CASO1	Recebido	
<input type="checkbox"/> LTA3	Saida	PACIENTE TESTE INTERNACAO	Pendente	
<input type="checkbox"/> LEIT0007	BloqueioDesbloqueio		Erro	CROSS retornou o erro:11(Usuario ou senha invali
<input type="checkbox"/> LEIT0003	BloqueioDesbloqueio		Erro	CROSS retornou o erro:11(Usuario ou senha invali
<input type="checkbox"/> 007.07	Saida	DAVID WADA CASO1	N�o enviado	C�digo SUS procedimento realizado n�o foi inform
<input type="checkbox"/> LTA3	Internacao	PACIENTE TESTE INTERNACAO	N�o enviado	Procedimento solicitado (AIH ou Fila) n�o foi inform
<input type="checkbox"/> L_teste2	Saida	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Pendente	
<input type="checkbox"/> L_teste2	Internacao	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Erro	Internacao erro prc_atualiza_integracao_ws
<input type="checkbox"/> L_teste2	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/> L_teste2	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/> L_teste1	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/> L_teste1	Saida	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Pendente	
<input type="checkbox"/> L_teste1	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca

2) Caso 2 - Transferir paciente do leito LEITO003 para LEITO007.


Acessar **Sistema de pacientes > Leitos > Controle de leitos > Trocar leito.**



Consultar o paciente DAVID WADA CASO1 e trocar o leito para o LEITO007.



Efetuar a transferência



Trocar Leito

Ação Editar Campo Registro Pesquisa Ajuda Janela

SESP - TREINAMENTO (C pia Homologa Treinamento)

Paciente

Identificador: [] Matr cula: [] N mero Admiss o: [] Tipo: [] Data admiss o: [] Hora: []

Nome: [] Especialidade M dica: []

Sexo: [] Dt. Nascimento: [] Hora: [] Unidade Funcional: []

Leito Atual

N mero: [] Unidade Funcional: []

Observa o: [] Inicio: [] Fim: []

Forma de Utiliza o

Tipo Acomoda o: [] Acomoda o: [] Inicio: [] Fim: []

Leito Destino

N mero: [] Unidade Funcional: [] Reservar o Leito de Origem para este Paciente

Observa o: []


Forma de Utiliza o

Tipo Acomoda o: [] Acomoda o: []

Trocar Leito

Transa o efetivada com sucesso!

Fila de integra o



Fila De Integra o

A o Editar Campo Registro Pesquisa Ajuda Janela

SESP - TREINAMENTO (C pia Homologa Treinamento)

Filtro da pesquisa


Data do Log De: [] At  [] Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Leito	Tipo de Movimento	Paciente	Status Processado	Descri�o Erro
<input checked="" type="checkbox"/>	LEITO007	TrocaLeito	DAVID WADA CASO1	Pendente	
<input type="checkbox"/>	LEITO003	Internacao	DAVID WADA CASO1	Recebido	
<input type="checkbox"/>	LEITO002	BloqueioDesbloqueio	DAVID WADA CASO1	Recebido	
<input type="checkbox"/>	LTA3	Saida	PACIENTE TESTE INTERNACAO	Pendente	
<input type="checkbox"/>	LEITO007	BloqueioDesbloqueio		Erro	CROSS retornou o erro:11(Usuario ou senha invali
<input type="checkbox"/>	LEITO003	BloqueioDesbloqueio		Erro	CROSS retornou o erro:11(Usuario ou senha invali
<input type="checkbox"/>	007.07	Saida	DAVID WADA CASO1	N�o enviado	C�digo SUS procedimento realizado n�o foi inform
<input type="checkbox"/>	LTA3	Internacao	PACIENTE TESTE INTERNACAO	N�o enviado	Procedimento solicitado (AIH ou Fila) n�o foi inform
<input type="checkbox"/>	L_teste2	Saida	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Pendente	
<input type="checkbox"/>	L_teste2	Internacao	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Erro	Internacao erro prc_atualiza_integracao_ws
<input type="checkbox"/>	L_teste2	BloqueioDesbloqueio	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/>	L_teste2	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/>	L_teste1	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/>	L_teste1	Saida	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Pendente	


Reprocessar

3) Caso 3: Dar saída(alta) do paciente que está no leito LEITO007

Acessar **Sistema de pacientes > Admissão > Saída Admissão > Internação (S)**




Registrar a saída do paciente DAVID WADA CASO1



Admissão		Leito		Paciente	
Nr. Admissão	01 14 1032	Nr. Leito		Identificador	3549663
	<input type="button" value="Consultar"/>			Matrícula	4463 I <input type="button" value="Consultar"/>
Dados Admissão		Unidade Funcional		Nome	
Data/Hora	02/12/2014 14:16	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRI		DAVID WADA CASO1	
		Data Nasc.	10/01/1982	Idade na Admissão	32 a 10 m 23 d
		Sexo	FEMININO		
Alta / Óbito		Qualificador		Faturamento/ Caixa	
Tipo	ALTA	ALTA		Data	<input type="button" value="Liberar"/>
Data	03/12/2014	Conselho	CRM SP 115970	Nome do Profissional Responsável	ABEL HIROSHI FERNANDES MURAKAMI
Saída		Qualificador		Responsável pela Saída	
Tipo de Saída	ALTA	ALTA		Data	03/12/2014 11:19 <input type="button" value="Liberar"/>
Tipo de Destino Saída	RESIDENCIA	Destino		Login	david.wada
Data	03/12/2014	Hora	11:15	Observação	TESTE


Verificação na Fila de integração.



Leito	Tipo de Movimento	Paciente	Status Processado	Descrição Erro
<input type="checkbox"/> LEITO007	Saida	DAVID WADA CASO1	Pendente	
<input type="checkbox"/> LEITO007	TrocaLeito	DAVID WADA CASO1	Pendente	
<input type="checkbox"/> LEITO003	Internacao	DAVID WADA CASO1	Recebido	
<input type="checkbox"/> LEITO002	BloqueioDesbloqueio	DAVID WADA CASO1	Recebido	
<input type="checkbox"/> LTA3	Saida	PACIENTE TESTE INTERNACAO	Pendente	
<input type="checkbox"/> LEITO007	BloqueioDesbloqueio		Erro	CROSS retornou o erro:11(Usuario ou senha invalido)
<input type="checkbox"/> LEITO003	BloqueioDesbloqueio		Erro	CROSS retornou o erro:11(Usuario ou senha invalido)
<input type="checkbox"/> 007.07	Saida	DAVID WADA CASO1	Não enviado	Código SUS procedimento realizado não foi informado
<input type="checkbox"/> LTA3	Internacao	PACIENTE TESTE INTERNACAO	Não enviado	Procedimento solicitado (AIH ou Fila) não foi informado
<input type="checkbox"/> L_teste2	Saida	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Pendente	
<input type="checkbox"/> L_teste2	Internacao	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Erro	Internacao erro prc_atualiza_integracao_ws
<input type="checkbox"/> L_teste2	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integracao_ws
<input type="checkbox"/> L_teste2	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integracao_ws
<input type="checkbox"/> L_teste1	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integracao_ws

4) Caso 4: Bloquear o leito LEITO002

Acessar **Sistema de pacientes > Leitos > Controle de leitos > Bloquear Leito**



Menu Principal

Empresas: 0001 SES/SP - TREINAMENTO | Institutos: 0002 HOSPITAL DE APRENDIZAGEM

Principal | Hierarquico


Menu

- Sistema de Pacientes
 - Admissão
 - Paciente
 - Leitos
 - Cadastro de Leitos
 - Ativar e Desativar Leitos
 - Cadastros Básicos
 - Controle de Leitos
 - Alocar Leito
 - Desalocar leito
 - Cancelar Alocação
 - Trocar Leito
 - Transferencia do Leito
 - Saída do Leito por Transferência
 - Bloquear Leito**
 - Liberar Leito Bloqueado
 - Reservar Leito
 - Cancelar Reserva de Leito

Meus Favoritos

Olá, não há mensagem(ns) nova(s) | Caixa de Mensagens | Localizar no Menu | Pesquisar

Consultar o leito LEITO002 e fazer o bloqueio pelo botão Bloquear Leito.



Bloquear Leito

Ação Editar Campo Registro Pesquisa Ajuda Janela

SES/SP - TREINAMENTO (CÁpia Homologa Treinamento)

Leito

Numero	Unidade Funcional	Tipo Atensão	Especialidade Médica
LEITO002	CCIRU CENTRO CIRÚRGICO	NORMAL	CIRURGIA VASCULAR

Observação

Bloquear Leito

Classificação

Tipo Classificação	Valor	Inicio	Fim
FAIXA ETARIA	ADULTO	11/09/2013 00:00	
SEXO DO LEITO	FEMININO	11/09/2013 00:00	


Grupo de Acomodação

Tipo de Acomodação	Acomodação	Grupo de Acomodação
QUARTOS	QUARTO DUPLO	QUARTO1402

Situação

Situação: LIBERADO Tipo de Bloqueio:

Observação: LEITO LIBERADO PARA USO



Bloquear Leito

Ação Editar Campo Registro Pesquisa Ajuda Janela

SES/SP - TREINAMENTO (CÁpia Homologa Treinamento)

Leito

Numero	Unidade Funcional	Tipo Atensão	Especialidade Médica
LEITO002	CCIRU CENTRO CIRÚRGICO	NORMAL	CIRURGIA VASCULAR

Observação

Bloquear Leito

Classificação

Tipo Classificação	Valor	Inicio	Fim
FAIXA ETARIA	ADULTO	11/09/2013 00:00	
SEXO DO LEITO	FEMININO	11/09/2013 00:00	

Grupo de Acomodação

Tipo de Acomodação	Acomodação	Grupo de Acomodação
QUARTOS	QUARTO DUPLO	QUARTO1402

Situação

Situação: LIBERADO Tipo de Bloqueio:


Observação: LEITO LIBERADO PARA USO

Situação do Leito

Tipo de Bloqueio: BLOQUEADO PARA MANUTENCAO

Observação: TESTE

Bloquear Retornar



Cadastro De Leitos

Localização
Instituto: HOSPITAL GERAL DE APRENDIZAGEM
Unidade Funcional: CENTRO CIRÚRGICO


Leito
Identificação: LEITO002, Ramal: 2020

Qualificadores
Tipo Atenção: NORMAL
Especialidade Médica: CIRURGIA VASCULAR
Situação atual do leito: BLOQUEADO
Situação que o leito deve assumir após a saída do paciente: BLOQUEADO POR ALTA DO PACIENTE

Classificações

Tipo	Valor	Início	Fim
FAIXA ETARIA	ADULTO	11/09/2013	
SEXO DO LEITO	FEMININO	11/09/2013	

A integração foi realizada. Após o processamento da integração no Cross, a informação passa para o Histórico.



Fila De Integração

Filtro da pesquisa: Data do Log De: Até: Pesquisar

Leito	Tipo de Movimento	Paciente	Status Processado	Descrição Erro
<input checked="" type="checkbox"/> LEITO002	BloqueioDesbloqueio	DAVID WADA CASO1	Recebido	
<input type="checkbox"/> LEITO003	Internacao	DAVID WADA CASO1	Erro	CROSS retornou o erro:2(Sexo invalido. Consultar d
<input type="checkbox"/> LTA3	Saida	PACIENTE TESTE INTERNACAO	Pendente	
<input type="checkbox"/> LEITO007	BloqueioDesbloqueio		Erro	CROSS retornou o erro:11(Usuario ou senha invali
<input type="checkbox"/> LEITO003	BloqueioDesbloqueio		Erro	CROSS retornou o erro:11(Usuario ou senha invali
<input type="checkbox"/> 007.07	Saida	DAVID WADA CASO1	Não enviado	Código SUS procedimento realizado não foi inform
<input type="checkbox"/> LTA3	Internacao	PACIENTE TESTE INTERNACAO	Não enviado	Procedimento solicitado (AIH ou Fila) não foi inform
<input type="checkbox"/> L_teste2	Saida	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Pendente	
<input type="checkbox"/> L_teste2	Internacao	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Erro	Internacao erro prc_atualiza_integracao_ws
<input type="checkbox"/> L_teste2	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/> L_teste2	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/> L_teste1	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca
<input type="checkbox"/> L_teste1	Saida	PACIENTE TESTE DA PRODESP	Pendente	
<input type="checkbox"/> L_teste1	BloqueioDesbloqueio		Erro	BloqueioDesbloqueio erro prc_atualiza_integraca

Reprocessar

CONSULTAS NO CROSS

Para consultar o Cross, consideramos os leitos:

<u>Leito SI3</u>	<u>Leito SI3 Cross</u>
LEITO003	003.01 I
LEITO007	003.02 I
LEITO002	003.03 I

Consulta do leito LEITO002(003.03 I). Deve mostrar como Bloqueado.



The screenshot shows the 'MÓDULO DE REGULAÇÃO DE LEITOS' interface. The search filters are set to: DRS: DRS I - GRANDE SÃO PAULO; Unidade: HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS; Descrição leito: 003.03 I. The search results table shows one record:

Unidade	Descrição enfermaria	Descrição leito	Atividade	Situação	Sexo	Especialidade	Bloqueado	Ação
HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS	UTI ADULTO	003.03 I	BLOQUEADO	VAZIO	FEMININO	OBSTETRÍCIA	✓	

Total de registros: 1 | Ir para página: 1

O leito LEITO003 (003.01 I) está vazio.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Saúde
AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

MÓDULO DE REGULAÇÃO DE LEITOS

CROSS
CENTRAL DE REGULAÇÃO DE OFERTAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Usuário: INTEGRACAO INTERLAGOS Perfil: Integração Unidade: HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS

Integração Help Desk

Leitos

DRS: DRS I - GRANDE SÃO PAULO Unidade: HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS

Especialidade do leito: - SELECIONE - Descrição leito: 003.01 I Atividade: - SELECIONE Situação: - SELECIONE Sexo leito: - SELECIONE Leito extra: Buscar

Unidade	Descrição enfermaria	Descrição leito	Atividade	Situação	Sexo	Especialidade	Bloqueado	Ação
HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS	UTI ADULTO	003.01 I	ATIVO	VAZIO	FEMININO	OBSTETRÍCIA		

Total de registros: 1 | Ir para página: 1

Favoritos

Portal CROSS | Copyright ©2010 - Direitos Reservados HELP DESK Dúvidas e Esclarecimentos | Atendimento 24 horas | helpdesk@cross.org.br (11) 3130-6500 Opção 1

O leito LEITO007 (003.02 I) está vazio.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Saúde
AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

MÓDULO DE REGULAÇÃO DE LEITOS

CROSS
CENTRAL DE REGULAÇÃO DE OFERTAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Usuário: INTEGRACAO INTERLAGOS Perfil: Integração Unidade: HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS

Integração Help Desk

Leitos

DRS: DRS I - GRANDE SÃO PAULO Unidade: HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS

Especialidade do leito: - SELECIONE - Descrição leito: 003.02 I Atividade: - SELECIONE Situação: - SELECIONE Sexo leito: - SELECIONE Leito extra: Buscar

Unidade	Descrição enfermaria	Descrição leito	Atividade	Situação	Sexo	Especialidade	Bloqueado	Ação
HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS	UTI ADULTO	003.02 I	ATIVO	VAZIO	FEMININO	OBSTETRÍCIA		

Total de registros: 1 | Ir para página: 1

Favoritos

Portal CROSS | Copyright ©2010 - Direitos Reservados HELP DESK Dúvidas e Esclarecimentos | Atendimento 24 horas | helpdesk@cross.org.br (11) 3130-6500 Opção 1