


MANUAL PARA IMPLANTAÇÃO

FASE 2 DO LABORATÓRIO


PROJETO S4SP

(PROCEDIMENTO – ‘DE-PARA’)

Localizar a página a ser verificada a existência do Material, conforme imagem (Procedimento).




Pesquisar o Material pelo código ou nome padrão (Soro, Sangue, etc).




Incluir o nome e a descrição e ativar o material, o código será fornecido pelo sistema.

Lista de todos os materiais existentes no Si3.




Associação de materiais aos exames



Localizar a página a ser verificada a existência do Exame, conforme imagem (Procedimento).


Pesquisar o Exame pelo código ou nome padrão (Amilase, etc).

No modo de pesquisa indicado pela lupa, e no painel de 'Procedimento', buscar o exame:




Digitar o nome do exame, ou parte dele, demarcada por %, e clicar em 'Localizar'.

Selecionar a linha desejada e clicar em 'Ok'.




No painel 'Material de Coleta', selecionar os materiais inseridos previamente:



Digitar o nome do material, ou parte dele, demarcada por %, ou o código, e clicar em 'Localizar'.

Selecionar a linha desejada e clicar em 'OK'.



Informar a data de Início do relacionamento e salvar os parâmetros acionando o ícone "visto", na cor verde.

Para certificar-se da associação pesquisar o exame e na parte inferior “Material de Coleta”, selecionar o campo Nome e fazer a pesquisa, o sistema mostra o material associado ao exame.

Código	Descrição
17301	ALBUMINA

Nome	Descrição	Início	Término
SO	SORO	07/06/2016	

Após realizados o cadastro de materiais e a associação, proceder a inclusão do procedimento ‘de para’. Todo exame terá que estar associado a um material para ser realizado o ‘de-para’.

Selecionar a opção “Exames Prodesp”.

Menu Principal

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (Produção)

Empresas: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Institutos: 0002 INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA

Principal | Hierarquico

Menu

- Sistema de Pacientes
- Sistema de Faturamento Hospitalar
- Sistema de Mailing
- Sistemas de Apoio
- Sistema de Controle de Acesso
- Informações Gerenciais
- Mobilidade
- Comissão Científica
- Gerencia de Desenvolvimento de Sistemas
- Projeto
- Controle de Insumos(Mat/Med)
- Interfaces
 - Salux
 - Cross
 - SIGHLAB
 - Parâmetros de Integração
 - Exames Prodesp**

Meus Favoritos

Olá, você tem (3) mensagem(ns) não lida(s) Caixa de Mensagens Localizar no Menu Pesquisar

No exemplo da tela abaixo, o exame ALB, do Sigh-Lab, possui o relacionamento “de-para” com o Código de exame 17301 Albumina, do Si3.

10.65.122.190 - Conexão de Área de Trabalho Remota

Exames Prodesp

Ação Editar Campo Registro Pesquisa Ajuda Janela

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (Produção)

Exames Prodesp

Código	Nome	Cd Material	Nm Material	Cd Setor	Nm Setor
ALB	ALBUMINA	SO	SORO		
ALT	(TGP) ALANINA AMINOTRANSFERA	SO	SORO		
AST	(TGO) ASPARTATO AMINO TRANS	SO	SORO		
BD	BILIRRUBINA DIRETA	SO	SORO		

Exame SI3

Código Exame Nome

17301 ALBUMINA

Código Material Nome

10.65.122.190 - Conexão de Área de Trabalho Remota

Exames Prodesp

Ação Editar Campo Registro Pesquisa Ajuda Janela

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (Produção)

Exames Prodesp

Código	Nome	Serviço	Id Unid Exame	Material FI Apac	FI Ativo
ALB	ALBUMINA		28415		
ALT	(TGP) ALANINA AMINOTRANSFERA		28358		
AST	(TGO) ASPARTATO AMINO TRANS		28376		
BD	BILIRRUBINA DIRETA		28372		

Exame SI3

Código Exame Nome

Código Material Nome

Para incluir o relacionamento 'de-para', pesquisar o exame no painel 'Exame SI3', digitar o nome do exame, ou parte dele, demarcada por %, ou o código, e clicar em 'Localizar'. Selecionar a linha desejada e clicar em 'Ok'.

Em seguida, digitar o nome do material, ou parte dele, demarcada por %, ou o código, e clicar em 'Localizar'. Selecionar a linha desejada e clicar em 'Ok'.

No painel 'Exames Prodesp', digitar o código e o nome do exame do Sigh-Lab, o material, e principalmente o ID do exame (Id_unid_Exame_Material). Clicar no ícone 'Salva Alterações'.