

### Fase II – Integração S4SP x CEAC

Primeiro passo para se fazer a integração do S4SP com o CEAC, é validar a planilha de exames, fornecida pela AFIP/ CEAC, que deve conter o mnemônico, a descrição, o código e o tipo de material do exame. Após a validação, iniciar o cadastramento na tela de procedimentos.

Desde a primeira implantação, utilizamos o código do CEAC para cadastrar os exames no S4SP, justamente para ter uma codificação única e facilitar a detecção, se houver erros.

| PLANILHA CEAC HOSPITAL IPIRANGA |                                                    |                 |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| MENMÔNICO                       | DESCRIÇÃO DO EXAME                                 | CÓDIGO DO EXAME | TIPO DE MATERIAL |
| VD3125                          | 1,25 DIIDROXICOLECALCIFEROL (VIT D3 1,25 DIIDROXI) | 928             | Soro             |
| 17HP                            | 17 HIDROXI PREGNENOLONA                            | 290             | Soro             |
| 17CET                           | 17-CETOSTEROIDES URINARIOS                         | 657             | Urina 24 horas   |
| 17HID                           | 17-HIDROXICORTICOSTEROIDES                         | 666             | Urina 24 horas   |
| 17OH                            | 17OH -PROGESTERONA                                 | 193             | Soro             |

Essa é a planilha do CEAC, como mostra a figura acima, o campo em amarelo, é o código do CEAC, que usaremos para cadastrar o código na tela PROCEDIMENTOS no S4SP e em verde é a descrição do exame. Conforme a imagem abaixo:

| Sigla | Nome da Área                            | Centro de Custo | Qtd | Início     | Fim | Exibe na Fila de Atendimento?       |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|-----|------------|-----|-------------------------------------|
| LABAC | DADT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS |                 | 999 | 19/04/2017 |     | <input checked="" type="checkbox"/> |


O restante do preenchimento da tela, é feito normalmente. Após o término do cadastro, a próxima etapa é fazer o cadastro da origem do sistema.

Na tela SISTEMA DE FATURAMENTO HOSPITALAR → CADASTROS → TABELAS BÁSICAS → ASSISTENCIAL → SISTEMAS ORIGEM, entre e cadastre a nomenclatura CEAC, assim como mostra a imagem abaixo:


| Seq. | Código | Nome do sistema ou módulo | Data de Início | Data de Término |
|------|--------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 021  | AGENDA | AGENDA                    | 09/04/2013     |                 |
|      | CEAC   | CEAC                      | 07/07/2017     |                 |

Crie um código no campo CÓDIGO e depois descreve o nome do sistema ou módulo, a data entra automaticamente e salve.

Entre na tela INTERFACE → SIGLAB → EXAMES PRODESP para cadastrar o DE/PARA dos exames. Neste passo, estará cadastrando os exames que foram criados anteriormente na tela de PROCEDIMENTOS do S4.



Na tela EXAMES PRODESP, irá inserir a planilha de exames, novamente, exatamente na ordem que se encontra. Prestando atenção em usar a opção CEAC. De acordo com o modelo abaixo.



Após cadastrá-los, na parte inferior do lado esquerdo, onde está à descrição EXAME SI3, irá buscar os exames pela LOV, para associar o sistema CEAC com o SI3, assim como mostra a figura abaixo.

[illegible]

Coloque no campo CÓDIGO EXAME o número referente ao exame ou faça a busca pela lov, ou seja, lista de valores. Após isso, clicar em salvar. Fazer o mesmo, com todos os exames cadastrados. Após desse processo, necessário alinhar com a equipe responsável pela integração, para dar início aos testes.

Autoria: Claudia Franco